

## Analyse af gener relevante ved mistanke om medfødt iktyosis

### Panelbeskrivelse

**Navn:** Analyse af gener relevante ved mistanke om medfødt iktyosis

**Antal gener:** 70

**version:** 2.0

**Ibrugtagningsdato:** 2025-06-02

**Metodebeskrivelse: Prøveforberedelse og sekventering:** Der udføres helgenomsekventering (WGS) med Illumina PCR free library prep (tagmentation) og Illumina sekventering (NovaSeq). Middelsekventeringsdybden for analysen er minimum 30X og minimumsandelen af genomet, der er dækket minimum 15X, er 95 %. Middelsekventeringsdybden og andelen, der i gennemsnit er dækket minimum 15X, for de enkelte gener kan ses i nedenstående tabel.

**Dataanalyse:** Referencegenom: hg38. Alignment og variantkald foretages med hhv. BWA og GATK. Data analyseres for strukturelle varianter vha. Manta og GATK-gCNV. Der foretages *in silico* filtrering af data til relevante genregioner baseret på nedenstående tabel. Varianter med allelfrekvens mindre end 15% filtreres som udgangspunkt fra. For de anførte gener undersøges der for varianter i de proteinkodende regioner og de nærmeste 10 bp i de tilstødende ikke-proteinkodende regioner, samt varianter i ikke-proteinkodende regioner indberettet som sandsynlig patogene (C4) eller patogene (C5) i ClinVar. For genet *STS* er det primært større deletioner, der er sygdomsfremkaldende. Dette kan ikke detekteres med garanti ved nuværende analyse. Der kan rekvireres MLPA analyse ved specifik mistanke til dette gen. Varianter klassificeres iht. ACMGs klassifikationsguideline (PMID: 25741868), og hvis tilgængelig og relevant benyttes ClinGens genspecifikke guideline. Varianter af ukendt klinisk betydning (C3) anføres kun i svaret, hvis de vurderes relevante i forhold til sygdomsbilledet. Anlægsbærerstatus for recessiv sygdom rapporteres ikke nødvendigvis. Genomsekventering er en screeningsmetode, og ikke alle varianter kan med sikkerhed identificeres. Den udførte analyse har ikke samme sensitivitet som DNA-microarrayanalyse ift. strukturelle varianter.

### Genliste

Gener, hvor middelsekventeringsdybden er < 30X, er markeret med<sup>1</sup>. Gener, hvor andelen af de kodede regioner, der dækket minimum 15X, er < 95 % er markeret med<sup>2</sup>. Gener, der derudover vides at være suboptimalt dækket, er markeret med<sup>3</sup>. Værdier er angivet med +/- standardafvigelse.

| Gen            | Middelsekventeringsdybde [x] | Andel >= 15x [%] | Andel >= 20x [%] | Andel >= 30x [%] |
|----------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ABCA12</b>  | 55.57 +/- 7.71               | 100.0 +/- 0.0    | 99.99 +/- 0.04   | 99.51 +/- 1.24   |
| <b>ABHD5</b>   | 55.97 +/- 7.85               | 100.0 +/- 0.0    | 99.99 +/- 0.04   | 99.6 +/- 1.04    |
| <b>ALDH3A2</b> | 52.74 +/- 7.61               | 100.0 +/- 0.02   | 99.99 +/- 0.03   | 98.94 +/- 1.83   |
| <b>ALOX12B</b> | 49.09 +/- 8.42               | 100.0 +/- 0.0    | 99.9 +/- 0.52    | 97.52 +/- 6.59   |
| <b>ALOXE3</b>  | 49.6 +/- 8.32                | 100.0 +/- 0.0    | 99.84 +/- 0.82   | 97.14 +/- 7.31   |
| <b>AP1B1</b>   | 51.73 +/- 7.83               | 100.0 +/- 0.0    | 99.9 +/- 0.47    | 98.42 +/- 4.25   |
| <b>AP1S1</b>   | 48.22 +/- 8.29               | 100.0 +/- 0.0    | 99.81 +/- 0.9    | 95.14 +/- 8.63   |
| <b>ASPRV1</b>  | 52.33 +/- 9.06               | 100.0 +/- 0.0    | 100.0 +/- 0.0    | 98.46 +/- 5.39   |
| <b>CARD14</b>  | 52.8 +/- 7.91                | 100.0 +/- 0.0    | 99.94 +/- 0.37   | 98.83 +/- 4.38   |
| <b>CASP14</b>  | 48.34 +/- 7.99               | 100.0 +/- 0.0    | 99.96 +/- 0.3    | 97.88 +/- 5.64   |
| <b>CAST</b>    | 55.12 +/- 7.67               | 100.0 +/- 0.0    | 99.96 +/- 0.21   | 98.82 +/- 2.42   |
| <b>CDSN</b>    | 50.84 +/- 8.0                | 99.98 +/- 0.04   | 99.92 +/- 0.24   | 98.42 +/- 4.23   |
| <b>CERS3</b>   | 53.61 +/- 7.88               | 100.0 +/- 0.0    | 99.97 +/- 0.14   | 99.16 +/- 3.3    |
| <b>CLDN1</b>   | 55.37 +/- 8.21               | 100.0 +/- 0.0    | 99.98 +/- 0.16   | 99.41 +/- 1.76   |
| <b>CSTA</b>    | 54.27 +/- 8.66               | 100.0 +/- 0.0    | 100.0 +/- 0.0    | 99.63 +/- 1.24   |
| <b>CYP4F22</b> | 51.28 +/- 8.08               | 100.0 +/- 0.0    | 99.8 +/- 0.69    | 97.1 +/- 6.3     |
| <b>DBR1</b>    | 55.58 +/- 7.95               | 100.0 +/- 0.0    | 99.99 +/- 0.08   | 99.5 +/- 1.41    |
| <b>DCLRE1C</b> | 54.63 +/- 7.85               | 100.0 +/- 0.0    | 99.99 +/- 0.05   | 99.54 +/- 0.95   |
| <b>DSP</b>     | 53.11 +/- 7.87               | 100.0 +/- 0.0    | 99.99 +/- 0.06   | 98.73 +/- 2.87   |
| <b>EBP</b>     | 40.85 +/- 15.53              | 99.9 +/- 0.48    | 94.01 +/- 12.59  | 68.58 +/- 36.39  |
| <b>ELOVL1</b>  | 50.06 +/- 9.24               | 100.0 +/- 0.0    | 99.97 +/- 0.18   | 98.24 +/- 4.37   |

| Gen                       | Middelsekventeringsdybde [x] | Andel >= 15x [%] | Andel >= 20x [%] | Andel >= 30x [%] |
|---------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>ELOVL4</i>             | 54.94 +/- 7.66               | 100.0 +/- 0.0    | 99.82 +/- 1.01   | 98.68 +/- 2.86   |
| <i>ERCC2</i>              | 49.54 +/- 8.45               | 99.98 +/- 0.04   | 99.8 +/- 0.64    | 96.81 +/- 6.73   |
| <i>FDPS</i>               | 50.6 +/- 8.01                | 100.0 +/- 0.0    | 99.95 +/- 0.34   | 98.47 +/- 4.29   |
| <i>FLG</i>                | 45.71 +/- 8.88               | 99.96 +/- 0.17   | 98.29 +/- 3.66   | 90.3 +/- 11.28   |
| <i>FLG2</i>               | 52.68 +/- 8.23               | 100.0 +/- 0.0    | 99.96 +/- 0.18   | 98.52 +/- 3.0    |
| <i>GBA1<sup>2,3</sup></i> | 39.15 +/- 6.24               | 82.96 +/- 3.33   | 74.54 +/- 2.97   | 70.82 +/- 3.62   |
| <i>GJB2</i>               | 53.54 +/- 7.93               | 100.0 +/- 0.0    | 99.96 +/- 0.28   | 98.7 +/- 2.63    |
| <i>GTF2E2</i>             | 52.4 +/- 7.57                | 100.0 +/- 0.0    | 99.99 +/- 0.07   | 98.43 +/- 3.13   |
| <i>GTF2H5</i>             | 54.67 +/- 7.29               | 100.0 +/- 0.0    | 99.99 +/- 0.03   | 99.45 +/- 1.01   |
| <i>KDSR</i>               | 54.84 +/- 7.39               | 100.0 +/- 0.0    | 99.91 +/- 0.36   | 99.18 +/- 1.78   |
| <i>KRT1</i>               | 50.87 +/- 8.41               | 100.0 +/- 0.01   | 99.65 +/- 0.65   | 97.55 +/- 4.53   |
| <i>KRT10</i>              | 48.86 +/- 7.51               | 99.96 +/- 0.17   | 99.84 +/- 0.87   | 96.21 +/- 5.69   |
| <i>KRT2</i>               | 49.65 +/- 7.91               | 100.0 +/- 0.0    | 99.99 +/- 0.07   | 97.89 +/- 6.31   |
| <i>KRT6A</i>              | 49.22 +/- 8.47               | 100.0 +/- 0.0    | 99.82 +/- 1.0    | 97.29 +/- 7.7    |
| <i>KRT83</i>              | 54.7 +/- 8.37                | 99.98 +/- 0.04   | 99.98 +/- 0.04   | 99.06 +/- 3.29   |
| <i>KRT9</i>               | 46.34 +/- 8.3                | 100.0 +/- 0.0    | 99.8 +/- 0.86    | 94.89 +/- 9.28   |
| <i>LIPN</i>               | 53.87 +/- 7.72               | 100.0 +/- 0.0    | 100.0 +/- 0.0    | 99.45 +/- 1.29   |
| <i>LORICRIN</i>           | 42.01 +/- 6.9                | 100.0 +/- 0.0    | 98.86 +/- 3.05   | 86.19 +/- 15.67  |
| <i>MBTPS2</i>             | 43.44 +/- 16.05              | 99.94 +/- 0.32   | 94.48 +/- 9.81   | 71.48 +/- 33.85  |
| <i>MPDU1</i>              | 46.09 +/- 8.79               | 100.0 +/- 0.0    | 99.73 +/- 1.27   | 93.79 +/- 10.9   |
| <i>MPLKIP</i>             | 53.24 +/- 7.17               | 100.0 +/- 0.0    | 99.95 +/- 0.17   | 98.84 +/- 2.59   |
| <i>MVD</i>                | 56.89 +/- 8.91               | 100.0 +/- 0.0    | 99.91 +/- 0.58   | 99.09 +/- 2.73   |
| <i>MVK</i>                | 51.88 +/- 8.0                | 100.0 +/- 0.0    | 99.94 +/- 0.39   | 98.24 +/- 5.57   |
| <i>NIPAL4</i>             | 50.22 +/- 8.19               | 100.0 +/- 0.0    | 99.99 +/- 0.09   | 97.89 +/- 5.69   |
| <i>NKPD1</i>              | 53.63 +/- 9.28               | 100.0 +/- 0.0    | 99.93 +/- 0.39   | 98.17 +/- 5.53   |
| <i>NSDHL</i>              | 43.21 +/- 16.51              | 99.85 +/- 0.66   | 94.42 +/- 10.41  | 70.96 +/- 35.22  |
| <i>PERP</i>               | 54.86 +/- 7.59               | 99.99 +/- 0.03   | 99.94 +/- 0.33   | 99.01 +/- 2.92   |
| <i>PEX7</i>               | 56.22 +/- 7.44               | 100.0 +/- 0.0    | 100.0 +/- 0.0    | 99.46 +/- 1.84   |
| <i>PHYH</i>               | 55.25 +/- 7.86               | 99.96 +/- 0.05   | 99.95 +/- 0.05   | 99.45 +/- 1.74   |
| <i>PIGL</i>               | 53.93 +/- 7.71               | 100.0 +/- 0.0    | 100.0 +/- 0.0    | 99.23 +/- 3.17   |
| <i>PMVK</i>               | 48.3 +/- 8.92                | 100.0 +/- 0.0    | 99.98 +/- 0.13   | 96.48 +/- 8.9    |
| <i>PNPLA1</i>             | 50.95 +/- 8.65               | 100.0 +/- 0.0    | 99.92 +/- 0.26   | 98.35 +/- 3.34   |
| <i>POMP</i>               | 54.73 +/- 7.8                | 100.0 +/- 0.0    | 100.0 +/- 0.0    | 99.39 +/- 1.71   |
| <i>SDR9C7</i>             | 53.25 +/- 8.84               | 100.0 +/- 0.0    | 100.0 +/- 0.0    | 99.1 +/- 3.58    |
| <i>SERPINB8</i>           | 53.5 +/- 8.01                | 100.0 +/- 0.0    | 100.0 +/- 0.0    | 99.39 +/- 1.49   |
| <i>SLC17A9</i>            | 52.49 +/- 8.49               | 100.0 +/- 0.0    | 99.8 +/- 0.53    | 96.88 +/- 5.9    |
| <i>SLC27A4</i>            | 49.45 +/- 8.2                | 99.99 +/- 0.07   | 99.56 +/- 2.2    | 96.04 +/- 8.88   |
| <i>SLURP1</i>             | 50.24 +/- 9.36               | 100.0 +/- 0.0    | 99.91 +/- 0.6    | 97.04 +/- 12.1   |
| <i>SNAP29</i>             | 53.72 +/- 7.97               | 99.97 +/- 0.07   | 99.87 +/- 0.35   | 98.54 +/- 3.76   |
| <i>SPINK5</i>             | 55.02 +/- 7.75               | 100.0 +/- 0.0    | 99.98 +/- 0.14   | 99.55 +/- 0.91   |
| <i>SREBF1</i>             | 51.44 +/- 8.34               | 99.98 +/- 0.08   | 99.26 +/- 0.95   | 95.61 +/- 7.11   |
| <i>ST14</i>               | 52.86 +/- 8.45               | 100.0 +/- 0.0    | 99.85 +/- 0.7    | 97.95 +/- 6.64   |
| <i>STS<sup>3</sup></i>    | 41.81 +/- 15.47              | 99.87 +/- 0.53   | 92.86 +/- 12.47  | 68.7 +/- 35.59   |
| <i>SULT2B1</i>            | 46.98 +/- 8.74               | 100.0 +/- 0.0    | 99.87 +/- 0.78   | 95.49 +/- 12.87  |
| <i>SUMF1</i>              | 55.13 +/- 8.04               | 99.96 +/- 0.08   | 99.83 +/- 0.86   | 99.09 +/- 3.01   |
| <i>TGM1</i>               | 50.15 +/- 8.38               | 99.88 +/- 0.19   | 99.29 +/- 0.36   | 96.65 +/- 6.65   |

| Gen           | Middelsekventeringsdybde [x] | Andel >= 15x [%] | Andel >= 20x [%] | Andel >= 30x [%] |
|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TRPM4</b>  | 50.11 +/- 8.25               | 100.0 +/- 0.0    | 99.84 +/- 0.65   | 97.12 +/- 5.92   |
| <b>TRPV3</b>  | 52.95 +/- 8.28               | 100.0 +/- 0.0    | 99.94 +/- 0.28   | 98.57 +/- 4.27   |
| <b>VPS33B</b> | 52.77 +/- 8.38               | 100.0 +/- 0.0    | 99.94 +/- 0.35   | 99.06 +/- 2.64   |

For supplerende oplysninger vedrørende analysen kan afdelingen kontaktes på mail: [mol-dia@rn.dk](mailto:mol-dia@rn.dk). Rapport genereret: 10/10-2025