



Fragmentanalyse ved mistanke om C9orf72-relateret amyotrofisk lateral sklerose eller frontotemporal demens

Analysebeskrivelse

Navn: C9orf72 v1.0 - fragmentanalyse

Analysemetode: Fragmentanalyse

version: 1.0

Ibrugtagningsdato: 2022-10-11

Metodebeskrivelse: Der udføres Hexanucleotide Repeat Expansion analysis ved brug af kittet AmpliX PCR/CE C9orf72 (ref nr. 49581) fra Asuragen Inc.. Prøven analyseres på 3500xL Dx Genetic Analyzer, og data analyseres i GeneMarker™ Software v3.0.0.

For supplerende oplysninger vedrørende analysen kan afdelingen kontaktes på mail: mol-dia@rn.dk. Rapport genereret: 10/11-2025