

Fragmentanalyse ved mistanke om cystisk fibrose

Analysebeskrivelse

Navn: cystisk fibrose v1.0 (50 hyppigste mutationer i CFTR genet samt intron 8-5T varianter) - fragmentanalyse

Analysemetode: Fragmentanalyse

version: 1.0

Ibrugtagningsdato: 2019-10-04

Metodebeskrivelse: Der udføres multiplex PCR ved brug af kittet Yourgene® Fibrosis Base (ref nr. CF2EUB2) fra Yourgene Health. Prøven analyseres på 3500xL Dx Genetic Analyzer, og data analyseres i GeneMarker™ Software v3.0.0. For ydeligere beskrivelse se [laboratorievejledningen](#).

For supplerende oplysninger vedrørende analysen kan afdelingen kontaktes på mail: mol-dia@rn.dk. Rapport genereret: 10/11-2025