



Fragmentanalyse ved mistanke om Léri-Weills dyschondrosteosis

Analysebeskrivelse

Navn: SHOX v1.0 - fragmentanalyse

Analysemetode: Fragmentanalyse

version: 1.0

Ibrugtagningsdato: 2020-09-14

Metodebeskrivelse: Der udføres Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) ved brug af kittet P018 SHOX (ref nr. P018-G2) fra MRC Holland. Prøven analyseres på 3500xL Dx Genetic Analyzer, og data analyseres i GeneMarker™ Software v3.0.0.

For supplerende oplysninger vedrørende analysen kan afdelingen kontaktes på mail: mol-dia@rn.dk. Rapport genereret: 10/11-2025