

Ændring af metode til bestemmelse af Csv-Tau, Fosforyleret tau, og Amyloid beta-protein

Med virkning fra 1. november 2024 flyttes analyserne Csv-Tau protein, Csv-Fosforyleret tau protein og Csv-Amyloid beta protein til et automatiseret analyseudstyr.

Herved fås en bedre præcision.

På det nye analyseudstyr er niveauet af Csv-Amyloid beta protein op til 15 % lavere, mens der ingen klinisk betydende ændringer er for Csv-tau protein og Csv-Fosforyleret tau protein.

Referenceintervallerne justeres i forbindelse med metodeskiftet

Csv-Tau protein < 410 ng/L

Csv-Fosforyleret tau protein < 59 ng/L

Csv-Amyloid beta protein > 725 ng/L

Ved behov for yderligere information, kontakt gerne

Marianne Mosgaard, funktionsansvarlig bioanalytiker på 24647729

Biokemiker Simon Lykkeboe s.lykkeboe@rn.dk eller

Ledende overlæge Aase Handberg aaha@rn.dk

Med venlig hilsen

Klinisk Biokemisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital