



Sådan sætter du R-test-apparatet på

1. Når du modtager dit apparat, skal du først sætte batterierne i apparatet. Det gør du på bagsiden af det.



2. Sæt apparatet på ved hjælp af de 2 elektroder. Placér dem som vist på billedet herunder. Hvis du har hår de pågældende steder, skal du fjerne det med den medsendte engangsskraber.



Den ene elektrode skal sidde på øverste halvdel af dit brystben, den anden under dit venstre bryst.

3. Knap nu apparatet på den øverste elektrode, og knap ledningen på elektroden under venstre bryst. Der er påsat en 'snor', som du skal tage rundt om halsen.



Tag snoren rundt om halsen.

4. Tryk nu, med et enkelt tryk, på den store knap i midten. Du hører nu en hylelyd i 20 sekunder. Derefter går lyden over til at blive en mere regelmæssig lyd.



Tryk på den store knap, hvis du vil aktivere apparatet.

5. Tryk nu igen, med et enkelt tryk, på den store knap i midten. Lyden forsvinder, og optagelsen er begyndt. Der lyser en lille grøn lampe på forsiden, når apparatet er tilsluttet korrekt.

6. Når du har haft dit apparat på i det aftalte tidsrum, skal du tage det hele af og sende det retur sammen med det udfyldte skema i den medsendte returkuvert.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Hjertemedicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag: 8.00 – 9.00 og

13.00 – 14.30