

Sådan skruer du på Ilizarov-apparatet

Du er i behandling med et Ilizarov-apparat, som skal forlænge eller korrigere din knogle. Du skal hver dag skrue på Ilizarov-apparatet, så knoglen gradvist bliver forlænget.

Inden du starter med at foretage den daglige forlængelse/korrektion, vil du blive undervist og vejledt i proceduren af den læge, som har ansvaret for din behandling.




Det er let at skrue, når du følger anvisningen: Først løsne, så stramme.

SÅDAN GØR DU

De steder på apparaturet, hvor du skal skrue hver dag, er afmærket, så du ved, hvor og i hvilken retning du skal skrue. Du må ikke skrue andre steder på apparaturet.

Sådan skruer du

- Begynd med at dreje den sorte skrue i pilens retning, som angivet på mærkaterne. $\frac{1}{4}$ omgang svarer til et kvarter på urskiven. $\frac{1}{2}$ omgang svarer til $\frac{1}{2}$ time på urskiven.
- Stram herefter møtrikken på den anden side af ringen. Det er meget vigtigt, at du efterspænder denne møtrik godt. Se tegningen.
- Noter i skemaet på bagsiden, når du har foretaget en forlængelse.



Det er vigtigt, at du overholder den anviste procedure.



KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 23 94

Vi træffe alle dage 8.00 – 15.30

Sengeafsnit O2

Tlf. 97 66 06 60

Vi træffes hele døgnet.

Dato	Pin nr.	Kl. 8.00	Kl. 12.00	Kl. 18.00	Kl. 22.00