



Rejsetips til dig, der bruger kateter

Herunder har vi samlet en række rejsetips til dig, der bruger kateter.

NÅR DU PAKKER KUFFERTEN

Tag altid ekstra katetre med for en sikkerheds skyld, og fordel katetrene i indtjekket bagage og håndbagage, i tilfælde af at du skulle være uheldig at miste din bagage.

OPBEVARING AF KATETRE PÅ REJSEN

Vi anbefaler, at katetrene opbevares tørt og ved stuetemperatur eller lidt under. Dog vil kortere ophold ved ekstreme temperaturer ikke beskadige katetrene (under 0 grader og op til 60 grader i op til 24 timer). Du kan altså lægge katetrene i kufferten, selvom der er frostgrader i flyets lastrum. Du skal blot være opmærksom på, at jo koldere katetret opbevares, jo stivere vil det føles. Det kan derfor være en god idé at håndvarme katetret inden brug.

BAGAGEGENNEMLYSNING

Katetre i aluminiumsemballage kan ses ved gennemlysning. Det er derfor ikke nødvendigt at åbne emballagen for at se indholdet.

SIKKERHEDSREGLER

Du kan finde EU-reglerne for væske i håndbagage på Trafikstyrelsens hjemmeside www.flypassager.dk. Udenfor EU kan der gælde andre regler, og vi anbefaler, at du søger information hos det flyselskab, du rejser med, eller i de respektive lufthavne.

Vandmængde i SpeediCath-katetre:

Kvindekaterer (20 cm):	cirka 3 ml
Compact female (7-9 cm):	cirka 1,2 ml
Mandekaterer (40 cm):	cirka 5,5 ml
Compact male:	cirka 5 ml

VANDKVALITET I UDLANDET

Bruger du et kateter, du selv skal putte vand i, gælder følgende: Kan man drikke vandet, hvor du er på ferie, kan du også bruge det ved kateterisation. Anbefaler man imidlertid på stedet, at du koger vandet, før du drikker det, bør du også gøre dette med det vand, du bruger ved kateterisation. Vandet bør naturligvis afkøles, inden du hælder det ved kateteret. Vil du undgå usikkerheden omkring vandkvalitet, kan du vælge at bruge sterilt saltvand.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 30 08

Mandag – fredag 8.30 – 12.00