



# Sådan aflæser du glukosemålinger fra Libre ved hjælp af Diasend eller LibreView

Du kan lave glukosemålinger ved hjælp af din Libre-aflæser eller din telefon.

Herunder kan du se, hvordan du kommer i gang, uanset om du bruger Libre-aflæser eller din telefon som skanner.

## SÅDAN OVERFØRER DU DATA FRA LIBREAFLÆSER

For at aflæse din Libre-aflæser hjemme via Diasend, skal du først oprette en konto hos Diasend og derefter installere "Diasend Upload".

### 1. Opret konto

- Gå ind på hjemmesiden: <https://diasend.com> og tryk på "Opret din Diasend-konto" for at oprette dig som bruger med brugernavn og adgangskode.
- Vælg "Danmark"
- Opret login-detajler
- Indtast personlige oplysninger.
- I feltet under "del data", skal du indtaste Klinik-ID 94-49543.
- Bekræft registreringen ved at krydse af i de 2 felter.

### 2. Installér Diasend Upload

- Tryk på det blå felt med "Diasend Upload".
- Sig ja til, at programmet må lave ændringer på din PC. Kør som administrator på PC'en under installation og første aflæsning. Vælg at sproget skal være dansk.
- Følg punkterne i installationsguiden og vælg undervejs, at der skal laves et ikon på skrivebordet.
- Da du ikke har Libre 2, fjernes fluebenet ved Freestyle Data Hub.
- Genstart herefter PC'en.

### 3. Aflæs Libre-aflæser (eller andet apparat)

- Tryk på ikonet "Diasend Upload" på din PC.
- Slut kablet til computeren.
- Sæt kablet i aflæseren.
- Du kan nu følge med i, hvor mange % data der bliver overført.
- Første gang du aflæser din Libre-aflæser, skal den kobles til din personlige side. Skriv derfor brugernavn og password og tryk på "valider" for at den kan overføre 100% data.
- Tryk "afslut" når data er overført. Gå til hjemmesiden [Diasend.com](https://diasend.com) og log ind for at se dine data.
- Vælg "CGM" og nedenunder "Dag for dag". Har du flere blodsukkerapparater eller en pumpe, du også aflæser til Diasend, kan du trykke "sammenlign" og "Dag for dag" for at samle data i ét billede.

## SÅDAN OVERFØRER DU DATA FRA LIBRE MED TELEFON

For at kunne bruge din telefon som skanner, skal du downloade appen "**FreeStyle LibreLink**" på din telefon.

- I menuen (de tre streger i øverste venstre hjørne) vælger du "Forbundne apps"
- Vælg "LibreView" og tryk på "forbind".
- Tryk på "Forbind med en praksis"
- Tast praksis-ID ind: 00 37 30 73.
- Tryk på "Forbind".



## KONTAKT

### **Kontakt os, hvis vi skal se din aflæsning**

Hvis du ønsker, at vi skal se på din aflæsning, skal du sende en mail til [diabetessygeplejersken@rn.dk](mailto:diabetessygeplejersken@rn.dk) eller sende en sms til: 41 31 78 35.