

Sådan tager du en afføringsprøve

Diarré kan være forårsaget af bakterier eller parasitter. For at finde ud af, hvad der er årsagen til din diarré, skal du indsende nogle afføringsprøver til os. Du får udleveret redskaber til opsamling af afføring fra Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium.

Hvis din afføring skal undersøges for både bakterier og parasitter, skal du bruge et glas og en følgeseddel til hver afføringsprøve.

SÅDAN GØR DU

Opsaml afføringsprøven

- Opsaml afføringen i en ren beholder. Du kan fx bruge en skål, som er pakket ind i en ren plastikpose eller foret med toiletpapir.
- På prøveglassets låg sidder en lille ske. Brug skeen til at fylde den opsamlede afføring over i prøveglasset. Fyld højst glasset til den nederste streg/pil og luk glasset omhyggeligt.

Send afføringsprøven

- Prøven **skal** sendes ind enten mandag, tirsdag eller onsdag
- Klæb stregkoden fra følgesedlen på prøveglasset.
- Skriv dato og klokkeslæt for opsamling af afføringsprøven på følgesedlen.
- Læg prøveglasset i den hvide forsendelsespose. Der kan være 3 glas i posen.
- Læg den hvide forsendelsespose i plastposen.
- Træk den hvide tape bag det blå på plastposen af, og luk posen.
- Læg posen i boblekuverten mærket UN3373 og send kuverten med posten.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen og opsamling af prøven, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 35 05

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00