

Sådan bruger du din insulinpumpe (MiniMed Paradigm VEO) til kontinuerlig glukosemåling

Når du skal lave en kontinuerlig glukosemåling, kan du bruge din egen MiniMed Paradigm insulinpumpe til at indtaste værdier fra dine egne glukosemålinger.

SÅDAN GØR DU

Sådan indtaster du blodsukkerværdi i pumpen

Når du har målt en blodsukkerværdi, skal du indtaste den på følgende måde:

- Fra 'Home'-skærm tryk ACT.
- Vælg 'Sensor' – tryk ACT.
- Vælg 'Indtast BG' – tryk ACT.
- Vælg den rette blodsukkerværdi ved hjælp af pil op.
- Tryk ACT.
- Tryk ESC tilbage til 'Home'.

Stop sensorfunktion på 6. dagen

På 6. dagen af den kontinuerlige glukosemåling skal du stoppe sensorfunktionen.

- Fra 'Home'-skærm tryk ACT.
- Vælg 'Sensor' ved hjælp af pil ned.
- Tryk ACT.
- Vælg 'Link til sensor' ved hjælp af pil ned.
- Tryk ACT.
- Vælg 'Sluk for sensoren' ved hjælp af pil ned.
- Tryk ACT.
- Vælg 'Ja' ved hjælp af pil ned.
- Tryk ACT.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Her du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Endokrinologisk Bioanalytisk Afsnit

Tlf. 97 66 36 03

Mandag – fredag 8.00 – 15.00