



## Sådan sætter du R-test-apparatet på

1. Når du modtager dit apparat, skal du først sætte batterierne i apparatet. Det gør du på bagsiden af det.



2. Sæt apparatet på ved hjælp af de 2 elektroder. Placer dem som vist på billedet herunder. Hvis du har hår de pågældende steder, skal du fjerne det med den medsendte engangsskraber.



*Den ene elektrode skal sidde på øverste halvdel af dit brystben, den anden under dit venstre bryst.*

3. Knap nu apparatet på den øverste elektrode, og knap ledningen på elektroden under venstre bryst. Der er påsat en 'snor', som du skal tage rundt om halsen.



*Tag snoren rundt om halsen.*

4. Tryk nu, med et enkelt tryk, på den store knap i midten. Du hører nu en hylelyd i 20 sekunder. Derefter går lyden over til at blive en mere regelmæssig lyd.



*Tryk på den store knap, hvis du vil aktivere apparatet.*

5. Tryk nu igen, med et enkelt tryk, på den store knap i midten. Lyden forsvinder, og optagelsen er begyndt. Der lyser en lille grøn lampe på forsiden, når apparatet er tilsluttet korrekt.

6. Når du har haft dit apparat på i det aftalte tidsrum, skal du tage det hele af og sende det retur sammen med det udfyldte skema i den medsendte returkuvert.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Hjertemedicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag: 8.00 – 9.00 og

13.00 – 14.30