



Fragmentanalyse ved undersøgelse for nedsat/manglende DPD(dihydropyrimidin dehydrogenase)-aktivitet

Analysebeskrivelse

Navn: DPYD v1.0 - fragmentanalyse

Analysemetode: Fragmentanalyse

version: 1.0

Ibrugtagningsdato: 2021-01-19

Metodebeskrivelse: Der udføres Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) ved brug af kittet Yourgene® DPYD (ref nr. P103-C1) fra MRC Holland. Prøven analyseres på 3500xL Dx Genetic Analyzer, og data analyseres i GeneMarker™ Software v3.0.0. For ydeligere beskrivelse se [laboratorievejledningen](#).

For supplerende oplysninger vedrørende analysen kan afdelingen kontaktes på mail: mol-dia@rn.dk. Rapport genereret: 10/11-2025