



Vedr. ratio mellem IgG og albumin i csv og blodprøve

Fra og med torsdag den 15. juni 2023 ændres analysen og beregningen for ratio mellem IgG og albumin i cerebrospinalvæske (csv) og blodprøve.

Ændring

Hidtidige analyse for ratio mellem IgG og albumin i csv og blodprøve blev beregnet ved brug af logaritmer. Der ændres nu til ny analyse og ny beregning uden brug af logaritmer.

Hidtidige analyse:

Analysekode	Analysenavn	Forkortelse	Referenceinterval
ASS00034	Csv-Immunglobulin G (log-ratio)*	Log-rat	18-200 år: 0,80-0,91

*Beregning: $\log(\text{Csv-Albumin}/\text{P-Albumin})/\log(\text{Csv-IgG}/\text{P-IgG})$

Nye analyse:

Analysekode	Analysenavn	Forkortelse	Referenceinterval
NPU19811	Csv/P-Immunglobulin G/Albumin**	Csv-IgG/Al	18-200 år: 0,37-0,64

**Beregning: $(\text{Csv-IgG}/\text{P-IgG})/(\text{Csv-Albumin}/\text{P-Albumin})$

Baggrund

Ændringen sker som led i ensretning med øvrige regioner i Danmark.

Ved spørgsmål dertil, kontakt da gerne undertegnede.

Med venlig hilsen

Stine Linding Andersen

Ledende overlæge, ph.d., dr. med.

stine.a@rn.dk

Klinisk Biokemisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital