

Ny metode til måling af Leukocytter, Neutrofilocytter og Lymfocytter hos neonatale børn

Den 8. maj indføres en ny analysemetode til bestemmelse af Leukocytter, Neutrofilocytter og Lymfocytter på kapillærblod hos børn på Neonatal Afdelingen.

Den nye metode er en lav-volumen måling, hvor de tre parametre bestemmes samtidig i 50µl kapillærblod. De enkelte parametre kan således ikke bestilles enkeltvis. Den nye metode er et alternativ der kan erstatte måling af disse parametre ved almindelig differentialtælling (250µl blod).

Undersøgelsen bestilles som B(kB)-Leukocytter (Mikro) og prøven tages på samme måde og med samme udstyr, som anvendes ved trombocytælling på kapillærblod [B(kB)-Trombocytter (Mikro)]. Ønskes samtidig måling af Mikro-Trc og Mikro-Lkc kan det udføres på samme blodprøve.

Venlig hilsen

Claus Vinter Bødker Hviid
Afdelingslæge, PhD
Klinisk Biokemisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital