

Vigtig ændring vedr. P-Renin, P-Aldosteron og Aldosteron/Renin ratio

Fra og med d. 5. feb. 2025 ændrer vi målemetode for P-Renin og P-Aldosteron.

P-Renin

Den nye metode måler renin koncentration, og vil hermed fremover være ensrettet med målemetoden i resten af Danmark. Vores nuværende metode bestemmer renin-aktivitet.

P-Renin målt med den nye metode er ikke sammenlignelig med den tidligere metode.

P-Aldosteron

Den nye metode måler omkring 15% lavere end den nuværende metode.

Aldosteron/Renin ratio

Beregningsanalysen Aldosteron/Renin ratio er baseret på svarene for P-Aldosteron og P-Renin og vil derfor afspejle de ovenstående ændringer.

Aldosteron/Renin ratio målt med den nye metode er ikke sammenlignelig med den tidligere metode.

Yderligere information

For yderligere information, se www.laboratorievejledning.rn.dk eller kontakt gerne undertegnede.

Med venlig hilsen

Joachim Bæch
Læge
j.baech@rn.dk
Klinisk Biokemisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital

Simon Lykkeboe
Kemiker
s.lykkeboe@rn.dk
Klinisk Biokemisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital

Aase Handberg
Over, prof., dr.med
aaha@rn.dk
Klinisk Biokemisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital